

Инструкция по эксплуатации

При начале работы с программой выберите способ ввода данных (RTSP поток по ссылке, камера, видеофайл) используя кнопку «Выбрать источник». После нажимите на кнопку «СТАРТ». В этот момент программа начнёт анализировать уровень стресса и эмоции, которые испытывает человек. Они будут отображены на графиках. По умолчанию, программа работает минуту, после чего сама выключает процесс анализа и начинает обрабатывать данные, но также процесс анализа можно завершить самостоятельно, нажав на кнопку «СТОП». После обработки данных программа выводит график преобладающих эмоций и уровень стресса в процентах. Для запуска программы повторно требуется нажать на кнопку очистить интерфейс, после выполнить все действия описанные выше.

