

# Инструкция по эксплуатации

## Установка

Для установки программы перейдите по [ссылке](#). Скачайте файл gui.zip и распакуйте его в корень диска C:\. После этого, запустите файл gui.exe и переходите к следующим шагам.

## Использование

При начале работы с программой выберите способ ввода данных (RTSP поток по ссылке, камера, видеофайл) используя кнопку «Выбрать источник». После нажмите на кнопку «СТАРТ». В этот момент программа начнёт анализировать уровень стресса и эмоции, которые испытывает человек. Они будут отображены на графиках. По умолчанию, программа работает минуту, после чего сама выключает процесс анализа и начинает обрабатывать данные, но также процесс анализа можно завершить самостоятельно, нажав на кнопку «СТОП». После обработки данных программа выводит график преобладающих эмоций и уровень стресса в процентах. Для запуска программы повторно требуется нажать на кнопку «Очистить интерфейс», после выполнить все действия, описанные выше.

